



**OPERATION MANUAL
MANUAL DE UTILIZACION
MANUEL D'UTILISATION**

SERIES / SERIE STZ

Models / Modelos / Modèles

STZ-100

STZ-1000



INDICE / SOMMAIRE

INSTALATION

Requirements for optimum installation

REQUIREMENTS FOR AN OPTIMAL INSTALLATION

To obtain the maximal performance and the best results, we recommend installing the balance according to the following requirements:

- a) Install it on a firm and stable surface.
- b) Place it on a stable base free of vibrations.
- c) Don't expose it to direct sunlight.
- d) Don't submit it to atmospheres with corrosive gases.
- e) Keep it in an environment free of dust and dirt.
- f) Work at temperatures between 15° and 30° C.
- g) Use the balance in environments with humidity lower than 95% HR.
- h) Keep the balance away from equipment that produces magnetic and acoustical interferences
- i) Calibrate it in its definitive location and check it regularly with the optional calibration weight, if necessary, recalibrate it.

Unpacking

Unpack the balance carefully. Inside the carton you will find the following components:

1. This operation manual (please, read it before to use the balance).
2. A balance, series STZ
3. A stainless steel pan
4. An AC/Adaptor of 12 V / 800 mA; don't use any other adaptor, it could damage the balance.


VERY IMPORTANT: Keep the original package. It could be useful in the future in transporting the balance.

INSTALLATION

Operating temperature: 5°C – 35°C

Range of temperature fluctuation: $\leq 2^{\circ}\text{C}/\text{h}$


Relative humidity: 50%-85%

1. Place the balance on a firm and stable surface.
2. Connect the AC/Adaptor
3. Press the  key to turn on the balance, the display will show "8.8.8.8.8.8", the maximal capacity, "S—CAL" and finally "0.0" or "0.00"

4. To obtain maximal accuracy, before using the balance, we recommend keeping it turned on for 10 minutes.

KEYBOARD DESCRIPTION



 To turn on or turn off the balance.

 Tara key

 Functions key

 Print key

 Backlight key

 Calibration key

WEIGHT UNIT SELECTION

1. Keep the **Mode** key pressed for 3 minutes.
2. The message “**Unit**” will light.
3. Press the **→T←** key to confirm.
4. The message “**Unit**” will light again.
5. Press the **Mode** key to choose the desired weight unit.
6. To confirm, press the **→T←** key.

TARE

This function allows obtaining the net weight of a product.

1. With display showing zero value, place a container on the weighing pan.
2. Press the **→T←** key.
3. The balance will subtract the container’s weight, put the product into the container and then read the product’s weight on the display (net weight).

To return to normal weighing mode, remove the container from platter and press the **→T←** key.





PIECES COUNTING FUNCTION

1. Press the **Mode** key for 3 seconds.
2. The display will show the message “Unit”
3. Press again the **Mode** key.
4. The display will show the message “Count”
5. Press the **→T←** to confirm.
6. The message “pcs” will appear on the display.
7. Press the **Mode** key.
8. Select the sample number from “10pcs” to “500pcs”.
9. Put on the platter the quantity of pieces that corresponds to a selected value.
10. Press the **→T←** key.
11. The display will show “- - - - -” for a few seconds.
12. The balance is ready to perform the counting of pieces.

The greater quantity of pieces put in the initial sample, the greater accuracy in balance's results.

If the sample value is less than 0.2d, the display will show the message **"no-Cou"**. This means that the sample is too small; therefore, you will need to add a greater sample.


PERCENTAGES FUNCTION (%)

1. Keep the  key pressed for 3 seconds.
2. Press again the  key twice.
3. The message "PER" will appear on the display.
4. Press the  key to confirm.
5. The display will show "100%"
6. Put on the platter an object considered as 100%.
7. Press the  key
8. Remove the object from the weighing pan.
9. Place other items and the balance will calculate the percentage in regard to the default sample.

If the sample value is less than 0.2d, the display will show the message

"no-PER". This means that the sample is too small; therefore, you will need to add a greater sample.


BACKLIGHT

Press the  key to activate or deactivate the internal backlight.





LOW BATTERY INDICATOR

If the battery indicator is activated in the upper left side on the display, this means that the battery is low. In this case, recharge the battery using the provided adaptor.

SPEED SELECTION




Press the  key for 3 seconds to select the desired mode: SPEED 1 or SPEED 2.

AUTO-ZERO FUNCTION


1. When the balance is Off, keep pressed the  key and without releasing it, press the  key until the screen shows the message -Zero-, now release both keys.
2. Press and hold the  key until the display shows the message “Zero*d”
3. Press again the  key.
4. Select the desired option (from 0 to 5)
 - Zero0d Auto-zero function not activated.
 - Zero5d Auto-zero function activated = 0.05g – 300.09g
0.05g – 600.09g
0.05g – 3000.09g

(Default value: Zero5d)





AUTO-TARE FUNCTION

1. Press the  key, the display will show the message “-tArE-“
2. Press the  key, the display will show the message “tArE*d”
3. Press the  key twice.
4. Select the desired option (from 0 to 9)
 - a. tArE0d - Auto-tare function not activated.
 - b. tArE9d - Auto-tare function activated. This means that when a weight is placed on the weighing pan, the balance will tare automatically its weight.



(Default value: tArE9d)

5. Press the  key to confirm and save the configuration. The balance will return to normal weighing mode “0.00”

CALIBRATION

1. Press the  key for 3 seconds.
2. The display will show “d3”
3. If your balance is the AHZ-300 model, press the  key until the screen shows the message “d2”, then, the display will show “200g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 200g.
4. If your balance is the AHZ-600 model, press the  key until the screen shows the message “d5”, then, the display will show “500g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 500 g.
5. If your balance is the AHZ-3000 model, press the  key until the screen shows the message “d3”, the display will show “3000g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 3000 g.
6. The display will show automatically “-CAL-“
7. The display’s reading will remain with the value of calibration weight.
8. The calibration procedure has finished.

LINEARITY CALIBRATION

1. Press the  key for 3 seconds.
2. Press again the  key until the screen shows the message “CAL---L”
3. If your balance is the AHZ-300 model, the display will show “100g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 100g.
4. If your balance is the AHZ-600 model, the display will show “200g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 200 g.
5. If your balance is the AHZ-3000 model, the display will show “1000g”. Put on the weighing pan a calibration weight of 1000 g.
6. The display will show automatically “-CAL-“
7. The display’s reading will remain with the value of calibration weight.
8. The calibration procedure has finished.

PRINTER FUNCTION

By using the RS-232C output, connect the optional printer.






Press the  key to print displayed data.

PRINT CONFIGURATION

Mode 1 “hAnd” - By pressing the  key, the printer prints the transmitted data

Mode 2 “Auto” – The data will be transmitted automatically when the weight placed on the pan is > 3d and the display reading is stable.

Mode 3 “Contin” – The data is continuously transmitted to the printer.

1. Press the  key for 3 seconds.
2. The display will show the message “Unit”
3. Press the  three times.
4. The display will show the message “Prt”
5. Press the  to confirm.
6. The display will show the message “hAnd”
7. Press the  key to select the desired mode: “hAnd”, “Auto” and “Contin”
8. Press the  key to confirm the selected mode.

* Parameter of RS-232 interface:

Format of data:

Each 10BIT as a data, the format:

BIT1, BIT2, BIT3,,BIT8, BIT9, BIT10

BIT1: start bit

BIT2----BIT9: data bit

BIT10: final bit

Baud rate: 9600 bps

GUARANTEE

This balance is guaranteed for one year from the delivery date. The guarantee covers any fabrication defect of the material.

During this period, GRAM PRECISION covers the manpower and spare parts costs for the reparation of the scale.

This guarantee does not cover the failures caused by an inappropriate use or overload.

The guarantee does not cover the freight cost (transport) necessary to repair the balance.

INSTALACION

Requisitos para una óptima instalación

Para obtener el máximo rendimiento y los mejores resultados, recomendamos instalar la balanza de acuerdo con los siguientes requisitos:

- a) Instalarla en una superficie plana.
- b) Apoyarla en una base estable y exenta de vibraciones.
- c) No exponerla a la luz solar directa.
- d) No someterla a atmósferas con gases corrosivos.
- e) Mantenerla en ambientes libres de polvo o suciedad.
- f) Trabajar a temperaturas entre 15° y 30° C.
- g) Utilizarla en ambientes con una humedad inferior a un 95% HR.
- h) Mantenerla lejos de equipos que produzcan cualquier interferencia magnética o acústica.
- i) Calibrarla en su emplazamiento definitivo, y comprobarla periódicamente con la pesa de calibración opcional; si fuera necesario, calibrarla.

Desembalaje

Desembalar la balanza con cuidado. En el interior de la caja encontrará los siguientes componentes:

1. Este manual de instrucciones (léalo atentamente antes de utilizar la balanza).
2. Esta balanza.
3. Plato de la balanza.
4. El Alimentador de corriente standard .


MUY IMPORTANTE : No deshacerse del embalaje, puede ser útil en el futuro si fuera necesario transportar la balanza.

PUESTA EN MARCHA

Temperatura de trabajo: 5°C – 35°C


Rango de fluctuación de la temperatura: $\leq 2^{\circ}\text{C/h}$


Humedad relativa: 50%-85%

5. Colocar la balanza en su emplazamiento definitivo, que debe ser una superficie plana, no metálica, lo más estable y rígida posible
6. Conectar el alimentador a la toma de red
7. Pulsar la tecla de encendido  , el display mostrará “8.8.8.8.8.8”, “la capacidad máxima”, “S—CAL” y finalmente “0.0” ó “0.00”


8. Para obtener la máxima precisión, es necesario mantenerla conectada durante 10 minutos como mínimo, antes de utilizarla.

DESCRIPCION DEL TECLADO




 Tecla de encendido / apagado

 Tecla de tara

 Tecla de funciones

 Tecla de impresión

 Tecla de iluminación del display

 Tecla de calibración



SELECCION DE LAS UNIDADES DE PESADA


1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. El mensaje “**Unit**” parpadeará.
3. Pulsar la tecla  para confirmar.
4. El mensaje “**Unit**” parpaedará de nuevo.

5. Pulsar la tecla  para seleccionar la unidad de pesada deseada.
6. Para confirmar pulsar la tecla 






TARA

Esta función posibilita pesar el producto que se introduce en un recipiente, descontando el peso del mismo.

1. Con el display de la balanza marcando "cero", situar el recipiente sobre el plato.
2. Pulsar la tecla 
3. Se puede realizar la tara repetidas veces, pulsando la tecla  después de añadir otras muestras

Para volver la balanza a su posición inicial, retirar el recipiente y pulsar la tecla  con lo que la balanza volverá a la posición de reposo "0"





FUNCION DE CUENTAPIEZAS

1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. El display visualizará "Unit"
3. Pulsar de nuevo la tecla 
4. El display mostrará el mensaje "Count"
5. Pulsar la tecla  para confirmar
6. El mensaje "pcs" aparecerá en el display.
7. Pulsar la tecla 
8. Seleccionar entre el muestreo de "10pcs" a "500pcs"
9. Colocar sobre el plato de pesada el número de piezas que corresponda al seleccionado.
10. Pulsar la tecla 
11. El display mostrará "- - - - -" durante unos segundos.
12. La balanza está preparada para efectuar el contaje de piezas.

La balanza dará unos resultados más precisos si la muestra inicial es mayor.

Si el valor de la muestra es menor a 0.2d, el display mostrará el mensaje "no-Cou". Significará que la muestra es demasiado pequeña, por lo tanto, tendrá que añadir una muestra más grande.

FUNCION DE PORCENTAJES (%)

1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. Pulsar de nuevo la tecla  dos veces
3. El mensaje "PER" aparecerá en el display
4. Pulsar la tecla  para confirmar
5. El display visualizará "100%"
6. Colocar la muestra sobre el plato de pesada.
7. Pulsar la tecla 
8. El artículo ha sido fijado como el 100%.
9. Retirar la muestra del plato
10. Colocar otros artículos y el display mostrará el % porcentaje respecto a la muestra predefinida.

Si el valor de la muestra es menor a 0.2d, el display mostrará el mensaje "no-PER". Significará que la muestra es demasiado pequeña, por lo tanto, tendrá que añadir una muestra más grande.

ILUMINACION DEL DISPLAY

Pulsar la tecla  para activar ó desactivar la iluminación interna del display

INDICADOR BATERÍA BAJA


Si el indicador de batería se activa en la parte superior izquierda del display, significa que la carga de la batería recargable es baja. En este caso, cargar la batería utilizando el alimentador/cargador suministrado.



SELECCIÓN DE VELOCIDAD

Pulsar la tecla  durante 3 segundos para seleccionar SPEED 1 ó SPEED 2.

FUNCION AUTO-CERO Y AUTO-TARA




Auto-cero

1. Con la balanza apagada, mantener pulsada la tecla  y a la vez conectar la balanza pulsando el **interruptor de encendido**, hasta visualizar el mensaje -Zero-


2. Mantener pulsada la tecla  hasta visualizar “Zero*d”
3. Pulsar la tecla  de nuevo.
4. Seleccionar la opción deseada de 0 a 5
 - a. Zero0d significa que la función autocero está desactivada.
 - b. Zero5d significa que la balanza = 0.05g – 100.09g
0.05g – 200.09g
0.05g – 1000.09g

El valor por defecto es Zero5d





Auto-tara

1. Pulsar la tecla  el display mostrará “-tArE-“
2. Pulsar la tecla  el display mostrará “tArE*d”
3. Pulsar la tecla  dos veces
4. Seleccionar la opción deseada de 0 a 9
 - a. tArE0d significa que la función auto-tara está desactivada.
 - b. tArE9d significa que cuando se coloque un peso sobre el plato, la balanza tarará su peso automáticamente.



El valor por defecto es tArE9d

5. Pulsar la tecla  para confirmar y guardar la configuración. La balanza volverá al modo de pesaje “0.000”


CALIBRACION

1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. El display mostrará “dA”
3. Si su balanza es el modelo STZ-100, pulsar la tecla  hasta visualizar el mensaje “dA”, el display visualizará “100g”. Colocar una pesa de calibración de 100 g. sobre el plato de pesada.
4. Si su balanza es el modelo STZ-200, pulsar la tecla  hasta visualizar el mensaje “dA”, el display visualizará “200g”. Colocar una pesa de calibración de 200 g. sobre el plato de pesada.
5. Si su balanza es el modelo STZ-1000, pulsar la tecla  hasta visualizar el mensaje “dA”, el display visualizará “1000g”. Colocar una pesa de calibración de 1000 g. sobre el plato de pesada.
6. El display mostrará “-CAL-“
7. La lectura del display quedará con el valor de la pesa utilizada y el procedimiento de calibración habrá finalizado.

CALIBRACION DE LA LINEALIDAD

1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. Pulsar la tecla  hasta visualizar el mensaje "CAL---L"
3. Si su balanza es el modelo STZ-100, el display mostrará el mensaje "10g", colocar una pesa de calibración de 10 g sobre el plato de pesada.
4. Si su balanza es el modelo STZ-200, el display mostrará el mensaje "20g", colocar una pesa de calibración de 20 g. sobre el plato de pesada.
5. Si su balanza es el modelo STZ-1000, el display mostrará el mensaje "100g", colocar una pesa de 100 g sobre el plato de pesada.
6. El display mostrará "-CAL-"
7. La lectura del display quedará con el valor de la pesa utilizada y el procedimiento de calibración habrá finalizado.

IMPRESIÓN






Conectar el RS-232C de la impresora (opcional) al de la balanza, pulsar la tecla  para transmitir los datos del display a la impresora.

Configuración de la impresión

Modo 1 "hAnd" - Al pulsar la tecla PRT la impresora imprime los datos transmitidos.

Modo 2 "Auto" – Cuando el peso colocado sobre el plato es $> 3d$ y la lectura del display queda estable, los datos se imprimirán automáticamente.

Modo 3 "Contin" – Los datos son transmitidos continuamente a la impresora.

1. Pulsar la tecla  durante 3 segundos.
2. El display mostrará el mensaje "Unit"
3. Pulsar la tecla  tres veces
4. El display mostrará el mensaje "Prt"
5. Pulsar la tecla  para confirmar.
6. El display visualizará el mensaje "hAnd"
7. Pulsar la tecla  para ver las opciones "hAnd", "Auto" y "Contin"
8. Pulsar la tecla  para seleccionar la opción deseada.

*Parámetro del interface RS-232:
Formato de la transmisión de datos:
Cada 10BIT como un dato, el formato:
BIT1, BIT2, BIT3,,BIT8, BIT9, BIT10
BIT1: comienzo bit
BIT2----BIT9: datos bit
BIT10: final bit
Velocidad transmisión: 9600 bps

GARANTIA

Esta balanza está garantizada contra todo defecto de fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega.

Durante este periodo, GRAM PRECISION, se hará cargo de la reparación de la balanza.

Esta garantía no incluye los daños ocasionados por uso indebido o sobrecargas.

La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios para la reparación de la balanza.

INSTALLATION

Recommandations pour une optimisation maximale

Pour obtenir le meilleur produit possible et les meilleurs résultats, nous recommandons d'installer la balance selon les instructions suivantes:

- a) Installer la balance sur une surface plane.
- b) La poser sur une base stable et sans vibrations.
- c) Ne pas l'exposer directement à la lumière du soleil
- d) Ne pas la soumettre à une atmosphère contenant des gaz corrosifs.
- e) La conserver à l'écart de la poussière, dans un endroit propre.
- f) Travailler avec des températures comprises entre 15° et 30° C.
- g) L'utiliser dans une pièce avec moins de 95% d'humidité HR.
- h) L'éloigner des objets pouvant provoquer une interférence magnétique ou acoustique.
- i) La calibrer dans son emplacement définitif et vérifier de temps en temps qu'elle n'a pas bougé avec la pesée de calibrage optionnelle.

Déballage

Déballer la balance avec soin. A l'intérieur du colis vous trouverez les éléments suivants:

1. Ce manuel d'instructions (à lire attentivement avant d'utiliser la balance).
2. Cette balance.
3. Le plateau de la balance.
4. L'alimentateur de courant standard.


TRES IMPORTANT: Ne pas jeter l'emballage, il pourrait être utile si la balance doit être transportée dans le futur.

MISE EN MARCHE


Temperature travail : 5°C – 35°C

Rang de fluctuation de la temperature : $\leq 2^{\circ}\text{C/h}$

Humidité relative: 50% - 85%


1. Poser la balance sur son emplacement définitif, qui doit être une surface plane, non métallique, la plus stable et rigide possible.
2. Connecter l'alimentateur/chargeur à la prise de 220/240 V. 50 Hz
3. Appuyer sur la touche d'allumage  , l'écran affichera « 8.8.8.8.8.8 », « la capacité maximale », « S-CAL » et 2 »0.0 »
4. Pour obtenir la meilleure précision possible, il est nécessaire de maintenir la balance connectée pendant au moins 10 minutes avant de l'utiliser.


DESCRIPTION DU CLAVIER




 Touche d'allumage et d'extinction

 Touche de tare





 Touche de fonctions

 Touche d'impression

 Touche d'éclairage de l'écran



 Touche de calibrage


SELECTION DES UNITÉS DE PESÉE

1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes
2. L'écran affichera le message «Unit »
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer
4. Le message « Unit » s'affichera
5. Appuyer sur la touche  pour sélectionner l'unité de pesée.
6. Pour confirmer, appuyer sur 






TARE

Cette balance permet de peser un produit dans un récipient sans tenir en compte du poids du récipient lui-même.

1. Quand l'écran affiche « 0 », placer le récipient sur le plateau.
2. Appuyer sur la touche 
3. Vous pouvez réaliser cette opération à plusieurs reprises en appuyant la touche 

Pour remettre la balance dans sa position initiale, enlever le récipient de la balance et appuyer sur la touche  avec laquelle la balance se mettra en position de repos "0g"

FONCTION DE COMPTE-PIECES





1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.
2. L'écran affichera le message « Unit »
3. Appuyer sur la touche 
4. L'écran affichera « Count »
5. Appuyer sur la touche  pour confirmer
6. L'écran affichera « pcs »
7. Appuyer sur la touche 
8. Sélectionner le nombre d'échantillon de « 10pcs » à « 500pcs »
9. Déposer l'échantillon sur le plateau.
10. Appuyer sur la touche 
11. L'écran affichera « - - - - - »
12. La balance est prête à effectuer le comptage des pièces.

Plus l'échantillon sera grand, plus la précision que vous obtiendrez, lors du comptage, sera bonne.

Si la valeur de l'échantillon est plus petite que 0.2d, l'écran affichera le message « no-Cou ». L'échantillon est trop petit, vous devez déposer une échantillon plus grand.

FONCTION DE POURCENTAGES (%)

Elle s'utilise pour obtenir la différence de pourcentage d'un échantillon standard. Par Exemple, si il est de 200 g, l'écran affichera 100.00%. Avec un autre échantillon de 100 g, il affichera 50%.

1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.
2. Appuyer une autre fois sur la touche .
3. L'écran affichera le message « PER »
4. Appuyer sur la touche  pour confirmer
5. L'écran affichera « 100% »
6. Déposer l'échantillon standard sur le plateau
7. Appuyer sur la touche .
8. La balance est prête pour comparer l'échantillon standard avec d'autres échantillons. L'écran calculera la valeur différentielle en pourcentage.

Si la valeur de l'échantillon standard est plus petite que 0.2d, l'écran affichera le message « no-PER », cela signifie que l'échantillon est trop petit, alors vous devez déposer des échantillons plus grands.


ECLAIRAGE DE L'ECRAN

Appuyer sur la touche  pour activer ou desactiver l'éclairage de l'écran.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE





Ce indicateur signifie que le niveau de la batterie est faible. Charger la batterie avec l'alimentateur le plus rapidement possible.

SELECTION DE LA VITESSE

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour sélectionner SPEED 1 ou SPEED 2




FONCTION AUTO-ZERO ET AUTO-TARE

Auto-zero


1. Quand la balance est éteinte, appuyer en même temps sur les touches  et  jusqu'à visualiser le message « -Zero-«
2. Appuyer sur la touche , l'écran affichera «Zero*d »
3. Appuyer sur la touche  deux fois.
4. Sélectionner l'option que vous désirez (de 0 à 5)
 - Zero0d, signifie que la fonction auto-zero est désactivée
 - Zero5d, signifie que la balance = 0,05g - 300.09g
0,05g - 600.09g
0,05g - 3000.09g

La valeur par défaut est Zero5d.





Auto-tare

1. Appuyer sur la touche , l'écran affichera «-tAre-«
2. Appuyer sur la touche , l'écran affichera « tAre*d »
3. Appuyer sur la touche  deux fois
4. Sélectionner l'option que vous désirez (de 0 à 9)
 - tArE0d, signifie que la fonction auto-tare est désactivée
 - tArE9d, signifie que quand un objet sera déposé sur le plateau, la balance réalisera la tare automatiquement.



La valeur par défaut est tArE9d.

5. Appuyer sur la touche  pour confirmer et garder la configuration.


CALIBRAGE

1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.
2. L'écran affichera « dA »
3. Si votre balance est le modèle STZ-100, appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser le message « dA », l'écran affichera « 100g ». Déposer sur le plateau un poids de calibrage de 100g.
4. Si votre balance est le modèle STZ-200, appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser le message « d5 », l'écran affichera « 200g ». Déposer sur le plateau un poids de calibrage de 200g.
5. Si votre balance est le modèle STZ-1000, appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser le message « d3 », l'écran affichera « 1000g ». Déposer sur le plateau un poids de calibrage de 1000g.
6. L'écran affichera « -CAL-«
7. La lecture de l'écran restera avec la valeur du poids utilisé et la balance se mettra en mode de pesage.

CALIBRAGE DE LA LINEALITÉ

1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.
2. Appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser le message « CAL—L »
3. Si votre balance est le modèle STZ-100, l'écran affichera le message « 10g ».
Déposer un poids de calibrage de 10g sur le plateau.
4. Si votre balance est le modèle STZ-200, l'écran affichera le message « 20g ».
Déposer un poids de calibrage de 20g sur le plateau.
5. Si votre balance est le modèle STZ-1000, l'écran affichera le message « 100g ». Déposer un poids de calibrage de 100g. sur le plateau.
6. L'écran affichera « -CAL »
7. La lecture de l'écran restera avec la valeur du poids utilisé et la balance se mettra en mode de pesage.

IMPRIMANTE






Brancher la sortie de donnée RS-232C à l'imprimante (en option). Appuyer sur la touche  pour transmettre les données de l'écran à l'imprimante.

SÉLECTION MODE DE TRANSMISSION

Mode 1 « Hand » - Transmission en appuyant la touche 

Mode 2 « Auto » - Transmission quand le poids est >3d et la lecture est stable.

Mode 3 « Contin » - Transmission de manière continue.

1. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes
2. L'écran affichera « Unit »
3. Appuyer sur la touche  trois fois.
4. L'écran affichera « Prt »
5. Appuyer sur la touche  pour confirmer.
6. L'écran affichera « hAnd »
7. Utiliser la touche  pour voir des options disponibles : « hAnd », « Auto » et « Contin »
8. Appuyer sur la touche  pour confirmer l'option sélectionnée.

Format de la transmission de données :

Chaque 10BIT comme 1 donnée, le format :

BIT1, BIT2, BIT3,.....BIT8, BIT9,BIT10

BIT1: Commencement du bit

BIT2----BIT9 : Données du bit

BIT10 : Final du bit

Vitesse de transmission : 9600 bps

GARANTIE

Cette balance est garantie contre les défauts de fabrication ou de pièce, pendant une année, à partir de la date de livraison.

Durant cette période, GRAM PRECISION, SL se chargera de la réparation de la balance. Cette garantie n'inclut pas les dommages causés par une utilisation impropre, surcharge, ou par faute de ne pas avoir suivi les recommandations écrites dans ce manuel (particulièrement de l'aparté CONSEILS POUR L'ENTRETIEN).

La garantie ne couvre pas les frais d'envoi (transport) nécessaires pour la réparation de la balance. _____

EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACION CE de CONFORMIDAD DECLARATION CE de CONFORMITE

MANUFACTURER / FABRICANTE / FABRICANT: GRAM PRECISION, S.L

ADDRESS / DIRECCIÓN / ADRESSE:

Travesia Industrial 11 / 08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – Espagne -

PRODUCT: Balanzas Series STZ

PRODUCTO: Balanzas Serie STZ

PRODUIT: Balances Serie STZ

Les balances above mentioned meet with following European Standards:

Las balanzas indicadas anteriormente cumplen las siguientes Normas Europeas:

Les balances indiquées ci-après respectent les Normes Européennes suivantes:

Electromagnetic compatibility	2004/108/CE
Compatibilidad electromagnética	2004/108/CE
Compatibilité électromagnétique	2004/108/CE

Electrical safety	2006/95/CE
Seguridad eléctrica	2006/95/CE
Sécurité électrique	2006/95/CE

Francisc Fuentes

Francisc Fuentes Linares
Gerente

March / Marzo / Mars 2011